

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd45Ra Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P08575-8

Número do item: CM0009781

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD45RA humano (isoforma 6, P08575-8) para citometria de fluxo. Reage de forma cruzada com humano; ideal para estudos de imunofenotipagem de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD45RA
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	5788
ID do Gene	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-482 do CD45RA humano (P08575-8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de Gelo