

Anticorpo Monoclonal Coelhinho Anti-Humano Cd45Ra Para Citometria De Fluxo - P08575-8

Número do item: CM0005057

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD45RA humano (isoforma 6 de PTPRC, P08575-8) para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhinho Anti-Humano CD45RA
Observações/Âpêndice	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-482 do CD45RA humano (P08575-8).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo