

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd45Rb Para Fc - P08575-9

Número do item: CM0009555

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD45RB humano (isoforma 7 de PTPRC), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de antígeno comum de leucócitos e perfilagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD45RB
Observações/Apelidos	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Transporte	Bolsa de gelo