

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd45Rb (Pe) Para Citometria De Fluxo - P08575-9

Número do item: CM0010888

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD45RB humano (isoforma 7 de PTPRC, SWISS: P08575-9), para citometria de fluxo. Imunogênio recombinante (aa 26-463), reage cruzadamente com humano. ~136 kDa. Adequado para pesquisa com leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Humano CD45RB PE
Observações/Apêndice	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID	5788
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-463 do CD45RB humano (XP_006711537.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Peso Proteico	136kDa
Envio	Em saco de gelo