

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd46 Humano Para Citometria De Fluxo - P15529

Número do item: CM0009422



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD46 humano (MCP). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo reconhece o CD46 humano, um regulador-chave do complemento e receptor de patógenos. Ideal para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD46 Humano
Observações/Apelido	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4179
GeneID	4179
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-328 do CD46 humano (NP_002380.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso Proteico	37-44kDa
Envio	Em saco de gelo