


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd46 Humano Para Fc - P15529

Número do item: CM0011838



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD46 humano (MCP). Validado para citometria de fluxo; reconhece uma proteína de membrana de 37-44 kDa. Adequado para pesquisas sobre complemento, estudos de entrada viral e ensaios de regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de Coelho Anti-CD46 Humano
Observações/alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4179
ID do gene	4179
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-328 do CD46 humano (NP_002380.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso da proteína	37-44 kDa
Envio	Bolsa de gelo