

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd46 Para Citometria De Fluxo - P15529

Número do item: CM0011716



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD46 humano (MCP). Validado para citometria de fluxo (CF). Adequado para pesquisas sobre regulação do complemento, coestimulação de células T e interação patógeno-hospedeiro.

Saiba mais

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-Humano CD46
Observações/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4179
ID do Gene	4179
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-328 do CD46 humano (NP_002380.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15529
Peso da Proteína	37-44kDa
Envio	Bolsa de gelo