

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd47 Humano Para Fc - Q08722

Número do item: CM0011656



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD47 humano e validado para citometria de fluxo. Dá suporte ao desenvolvimento de ensaios de imunologia e IVD; apresenta reação cruzada com humano. Do portfólio de matérias-primas da CamelBio. (SWISS: Q08722)

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD47 Humano
Observações/Apelidos	CD47; IAP; MER6; OA3; molécula CD47
Espécie	Humano
GeneID	961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-139 do CD47 humano (NP_001768.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08722
Peso da Proteína	31kDa/33kDa/35kDa
Transporte	Bolsa de gelo