

Coelho Anti-Humano Cd47 Anticorpo Monoclonal Para Fc - Q08722

Número do item: CM0004261



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD47 humano (IAP/OA3) para citometria de fluxo. Envolvido na adesão celular, regulação imune e transdução de sinais; adequado para aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD47 mAb
Observações/Apelido	CD47; IAP; MER6; OA3; molécula CD47
Espécie	Humano
ID do Gene	961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-139 do CD47 humano (NP_001768.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08722
Peso da Proteína	31kDa/33kDa/35kDa
Envio	Saco de gelo