

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd47 Para Citometria De Fluxo - Q08722

Número do item: CM0008498



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD47 humano conjugado com para citometria de fluxo. Específico para CD47 humano (SWISS: Q08722). Adequado para investigar o papel do CD47 na regulação imunológica, biologia do câncer e função cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD47
Observações/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; Molécula CD47
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	961
GeneID	961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-139 do CD47 humano (NP_001768.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08722
Peso da Proteína	31kDa/33kDa/35kDa
Envio	Bolsa de gelo