

Coelho Anti-Humano Cd48 Mab Para Fc - P09326

Número do item: CM0010408



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD48 humano, conjugado ao . Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC). O CD48 é um regulador imune ancorado a GPI envolvido na ativação de células T e células NK. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD48 mAb
Observações/Apelido	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-220 do CD48 humano (NP_001769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo