

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd48 Humano Para Fc - P09326

Número do item: CM0008994



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com reconhece o CD48 humano (BCM1, BLAST, SLAMF2), uma glicoproteína ancorada por GPI amplamente expressa em células hematopoiéticas. É adequado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Imunógeno: proteína de fusão recombinante (aa 27-220). Ideal para estudos de sinalização de células T e ativação de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD48 Humano
Observações/Apelidos	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-220 do CD48 humano (NP_001769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso da Proteína	19kDa/28kDa
Envio	Bolsa de gelo