

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd48 Para Citometria De Fluxo - P09326

Número do item: CM0005517



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD48 humano (SLAMF2). Validado para citometria de fluxo (FC), este reagente permite a detecção confiável de CD48 em células hematopoiéticas para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD48 mAb
Observações/Apelido	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-220 do CD48 humano (NP_001769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo