


Coelho Anti-Humano Cd5 Mab - P06127

Número do item: CM0012495



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD5 para citometria de fluxo (FC). Específico para CD5 humano (SWISS: P06127), uma glicoproteína de superfície de células T envolvida na regulação imunológica. Ideal para pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD5 mAb
Observações/Apelido	T1; LEU1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 humano (NP_055022.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo