

Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Humano Cd50(Icam-3) Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P32942

Número do item: CM0010990



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD50/ICAM-3 humano conjugado a , otimizado para citometria de fluxo, ideal para estudar adesão leucocitária e interações com células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhos anti-Humano CD50(ICAM-3) mAb Conjugado a
Observações/Apelido	CD50; CDW50; ICAM-R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3385
ID do Gene	3385
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-114 do CD50(ICAM-3) humano (NP_002153.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32942
Peso Proteico	60kDa
Envio	Em saco de gelo