

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd51 Humano Para Citometria De Fluxo - P06756

Número do item: CM0012280



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD51 humano (integrina alfa-V, P06756). Validado para citometria de fluxo (intracelular). Ideal para pesquisa sobre adesão celular, sinalização de integrina e mecanismos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD51 Humano
Observações/Apelido	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3685
GeneID	3685
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 949-1048 do CD51 humano (NP_002201.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06756
Peso Proteico	116kDa
Envio	Saco de gelo