


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd52 Para Citometria De Fluxo - P31358

Número do item: CM0009301



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD52 humano (antígeno CAMPATH-1, HE5). Validado para citometria de fluxo, específico para humanos. Swiss-Prot: P31358, glicoproteína ancorada por GPI de ~7 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD52
Observações/Apelido	HE5; CDW52; EDDM5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1043
GeneID	1043
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-61 do CD52 humano (NP_001794.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31358
Peso da Proteína	7kDa
Transporte	Saco de gelo