


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd55 Para Fc - P08174

Número do item: CM0008685



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD55 humano (DAF), validado para citometria de fluxo. Reconhece a proteína reguladora do complemento ancorada por GPI; ideal para estudos sobre vias do complemento, entrada viral e evasão imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD55
Observações/Apelido	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1604
GeneID	1604
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-353 do CD55 humano (NP_000565.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso Proteico	41kDa
Envio	Em saco de gelo