


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd55 Para Fc - P08174

Número do item: CM0004517



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD55 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar regulação do complemento, imunidade inata e entrada viral. Reage com amostras humanas e detecta múltiplas isoformas de CD55.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD55                                                                              |
| Observações/Apelido | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE                                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 1604                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 1604                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-353 do CD55 humano (NP_000565.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                    |
| SWISS               | P08174                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa                                                                                             |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                           |