


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd55 Humano Para Citometria De Fluxo - P08174

Número do item: CM0008629



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado com , direcionado ao CD55 humano (DAF), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos da cascata do complemento e das interações entre hospedeiro e patógeno. - P08174

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD55 Humano
Observações/Alíase	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; molécula CD55
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1604
GeneID	1604
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-353 do CD55 humano (NP_000565.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso da Proteína	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Transporte	Bolsa de gelo