

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd56/Ncam1 Para Citometria De Fluxo - P13591

Número do item: CM0005902



introdução

AcM coelho anti-humano CD56/NCAM1 para citometria de fluxo (CF). Reconhece o CD56 humano (NCAM1), uma molécula de adesão celular de 95kDa envolvida nas interações neurônio-neurônio e na entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AcM coelho anti-humano CD56/NCAM1
Observações/Apelidos	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
ID do Gene	4684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-413 do CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envio	Bolsa de gelo