

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd56/Ncam1 Humano Para Citometria De Fluxo - P13591

Número do item: CM0004450



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD56/NCAM1 humano, validado para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante direcionado aos aminoácidos 20-413. Reage com humano. Ideal para estudar adesão celular neural e interações vírus-hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho anti-CD56/NCAM1 Humano
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
GeneID	4684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-413 do CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envio	Saco de gelo