


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd58 (Lfa-3) Para Fc - P19256

Número do item: CM0008484



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD58 (LFA-3) humano, validado para citometria de fluxo. Explore interações de células T e pesquisa de sinapses imunológicas com este reagente de alta especificidade.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb Coelho anti-Humano CD58                                                                                                                    |
| Observações/Alias   | CD58; LFA-3; LFA3; ag3; molécula CD58                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                         |
| ID do Gene          | 965                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-215 do CD58 humano (NP_001770.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                         |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                         |
| SWISS               | P19256                                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 26kDa/27kDa/28kDa                                                                                                                              |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                  |