


Coelho Anti-Humano Cd58 Mab Para Fc - P19256

Número do item: CM0011454



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD58 (LFA-3, ag3) validado para citometria de fluxo com amostras humanas. Detecta o antígeno 3 associado à função de linfócitos de 28kDa, um ligante de CD2 crítico para interações de células T. Ideal para estudos de sinapse imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD58 mAb
Observações/Apelido	ag3; LFA3; LFA-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	965
GeneID	965
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-215 do CD58 humano (NP_001770.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19256
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo