


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd58 Para Fc - P19256

Número do item: CM0005123



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD58 humano (LFA-3). Validado para citometria de fluxo, ideal para investigar a adesão de células T, a dinâmica da sinapse imune e as interações de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD58 mAb
Observações/Apelido	ag3; LFA3; LFA-3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	965
ID do Gene	965
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-215 do CD58 humano (NP_001770.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19256
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo