


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd59 Humano Para Fc - P13987

Número do item: CM0010662



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-CD59 Humano validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD59, um potente inibidor do MAC que protege as células da lise pelo complemento. Ideal para pesquisa em imunologia e complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho anti-CD59 Humano
Observações/Apelido	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	966
GeneID	966
Imunogénio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-101 do CD59 humano (NP_000602.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo