


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd59 Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - P13987

Número do item: CM0011638



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD59 (protectina) humano. A imunização recombinante garante a consistência entre lotes. Validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa do complemento e desenvolvimento de diagnóstico in vitro. Reatividade cruzada humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD59 mAb
Observações/Apelido	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	966
GeneID	966
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-101 do CD59 humano (NP_000602.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo