


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd59 Humano Para Citometria De Fluxo - P13987

Número do item: CM0008666



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD59 humano (protectina), para citometria de fluxo. Detecta uma proteína ancorada a GPI de aproximadamente 14 kDa; adequado para pesquisas em complemento e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD59 Humano
Observações/Apelidos	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	966
GeneID	966
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13987
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo