


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd6 Humano Para Fc - P30203

Número do item: CM0010733



introdução

O anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD6 Humano detecta especificamente o CD6/T12/TP120 humano por citometria de fluxo. Útil para estudar a ativação de células T, a formação da sinapse imunológica e as respostas inflamatórias, abrangendo isoformas de 58 a 71 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD6 Humano
Observações/Alias	CD6; TP120; Molécula CD6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	923
ID do Gene	923
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-364 do CD6 humano (NP_006716.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso Proteico	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Envio	Em saco de gelo