


Coelho Anti-Humano Cd6 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P30203

Número do item: CM0005727



introdução

Coelho anti-Humano CD6 Anticorpo Monoclonal para FC. Visa o antígeno de diferenciação de células T CD6, envolvido na ativação de células T e reconhecimento de padrões bacterianos. Adequado para aplicações de citometria de fluxo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD6 mAb
Observações/Apelido	CD6; TP120; molécula CD6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	923
ID do Gene	923
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-364 do CD6 humano (NP_006716.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso da Proteína	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Envio	Saco de gelo