

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd6 Para Citometria De Fluxo (Cf) - P30203

Número do item: CM0011008



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD6 humano (T12/TP120). Adequado para citometria de fluxo (CF), este anticorpo reconhece o domínio extracelular do CD6, uma proteína de adesão de células T e reguladora imunológica. Tem reação cruzada com o CD6 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD6
Observações/Alias	CD6; TP120; molécula CD6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	923
GeneID	923
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-364 do CD6 humano (NP_006716.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso da Proteína	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Envio	Bolsa de gelo