

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd61 Para Fc - P05106

Número do item: CM0009246



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD61 humano (Integrina beta-3, GPIIIa), validado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo da função plaquetária, adesão celular e sinalização de integrinas em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano CD61
Observações/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3690
GeneID	3690
Imunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-718 do CD61 humano (NP_000203.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05106
Envio	Gelo reciclável