

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd61 Humano Para Citometria De Fluxo - P05106

Número do item: CM0012101



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para CD61 humano (Integrina beta-3, GPIIIa). Validado para citometria de fluxo, ideal para estudos de biologia plaquetária, adesão celular e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD61 Humano
Observações/Alcunhas	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3690
ID do Gene	3690
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-718 do CD61 humano (NP_000203.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P05106
Transporte	Bolsa de gelo