

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd61 Para Citometria De Fluxo - P05106

Número do item: CM0008331



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD61 humano (Integrina beta-3/GPIIa) para citometria de fluxo. Validado para FC, permitindo estudos de agregação plaquetária, sinalização de integrina e adesão celular. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD61
Observações/Apelido	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3690
GeneID	3690
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-718 do CD61 humano (NP_000203.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05106
Envio	Saco de gelo