


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd62E/E-Selectina Humana Para Fc - P16581

Número do item: CM0008360



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à E-selectina humana (CD62E). Validado para citometria de fluxo, reage especificamente com antígenos humanos. Imunógeno: proteína recombinante abrangendo os aminoácidos 22-230. Ideal para estudos sobre adesão leucocitária e biologia endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD62E/E-Selectina Humana
Observações/Apelidos	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Espécie	Humana
ID do Gene	6401 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-230 da CD62E/E-selectina humana (NP_000441.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P16581
Peso da Proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo