


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd62E/E-Selectina Para Citometria De Fluxo - P16581

Número do item: CM0010470



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD62E/E-Selectina conjugado com de alta qualidade para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular da E-selectina humana (aa 22-230). Ideal para pesquisa sobre imunoadesão e endotélio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD62E/E-Selectina mAb
Observações/Apelido	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6401
GeneID	6401
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-230 da CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16581
Peso da Proteína	66kDa
Envio	