


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd62E/E-Selectina Para Citometria De Fluxo - P16581

Número do item: CM0004354



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a E-selectina humana (CD62E), conjugado ao .
Desenhado para citometria de fluxo, validado em amostras humanas. Ideal para estudos de adesão celular e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD62E/E-Selectina mAb
Observações/Apelido	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6401
GeneID	6401
Imunogénio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-230 da CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16581
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo