

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd62L/L-Selectina Para Citometria De Fluxo - P14151

Número do item: CM0010801



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD62L/L-selectina humana para citometria de fluxo. Validado para reatividade cruzada humana, adequado para o estudo de homing de linfócitos, rolamento de leucócitos e adesão celular em pesquisa de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD62L/L-Selectina
Observações/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6402
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 da CD62L/L-selectina humana (NP_000646.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14151
Peso Proteico	42kDa/43kDa
Transporte	Saco de gelo