

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd62P/P-Selectina Para Citometria De Fluxo - P16109

Número do item: CM0012489



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a P-selectina humana (CD62P) para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, fornece detecção específica de plaquetas ativadas e células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD62P/P-selectina mAb
Observações/Apelido	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6403
GeneID	6403
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-771 da CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16109
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo