


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd63 Conjugado Para Citometria De Fluxo - P08962

Número do item: CM0010545



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD63 humano (SWISS P08962), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa em sinalização mediada por tetraspaninas, tráfego lisossomal e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD63 Conjugado
Observações/Apelido	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Espécie	Humano
GeneID (humano)	967
GeneID	967
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-238 do CD63 humano (NP_001771.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08962
Peso Proteico	26kDa
Envio	Em saco de gelo