

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Para Fc - P13688

Número do item: CM0009670



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD66a/CEACAM1 humano. Ideal para análise de citometria de fluxo de uma molécula de adesão celular de 58kDa envolvida na regulação imune, angiogênese e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD66a/CEACAM1
Observações/Apelido	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molécula de adesão celular relacionada ao antígeno carcinoembrionário 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	634
GeneID	634
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-428 do CD66a/CEACAM1 humano (NP_001703.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13688
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo