

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Para Fc - P13688

Número do item: CM0005055



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CEACAM1 conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece a proteína humana CEACAM1 (SWISS: P13688), um ponto de verificação imunológico, molécula de adesão e membro da família CEA. Adequado para análise de células T, NK e células epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD66a/CEACAM1
Observações/Apelido	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	634
GeneID	634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-428 da proteína humana CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13688
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo