

## Coelho Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P13688

Número do item: CM0004499



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD66a/CEACAM1 humano. Validado para citometria de fluxo (FC), reage com humano. Imunogênio de proteína recombinante, alvo 58 kDa. Ideal para estudos de regulação imune, angiogênese e adesão celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Humano CD66a/CEACAM1 mAb                                                                                              |
| Observações/Apelido | CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molécula de adesão celular relacionada ao antígeno carcinoembrionário 1                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 634                                                                                                                               |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-428 do CD66a/CEACAM1 humano (NP_001703.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                            |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | P13688                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 58kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                      |