


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd66B Humano Para Fc - P31997

Número do item: CM0011004



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD66b humano (CEACAM8, CD67, CGM6) para citometria de fluxo. Reage de forma cruzada com amostras humanas; adequado para estudos de adesão celular de neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD66b Humano
Observações/Apêndice	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1088
ID do Gene	1088
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-319 do CD66b humano (NP_001807.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo