


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd66B Para Citometria De Fluxo - P31997

Número do item: CM0012177



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD66b humano (CEACAM8, CD67, CGM6). Adequado para citometria de fluxo. Utilizado em pesquisas de adesão celular, especialmente interações heterofílicas de neutrófilos. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD66b mAb
Observações/Apelido	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1088
GeneID	1088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-319 do CD66b humano (NP_001807.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo