


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd66B Para Citometria De Fluxo - P31997

Número do item: CM0011192



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao CD66b humano (CEACAM8) para citometria de fluxo. Específico para CD66b humano, expresso em neutrófilos ativados. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD66b mAb
Observações/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1088
GeneID	1088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-319 do CD66b humano (NP_001807.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo