

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd68 Humano Conjugado Com - P34810

Número do item: CM0005409

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD68 humano conjugado com para citometria de fluxo intracelular. Específico para CD68 humano (GP110, LAMP4). Ideal para estudos de macrófagos e disseminação de células tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD68 humano
Observações/Apelido	GP110; LAMP4; SCARD1
Espécie	Humano
GeneID	968
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-319 do CD68 humano (NP_001242.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P34810
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo