

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd68 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P34810

Número do item: CM0008656

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD68 humano (macrosialina) para citometria de fluxo intracelular. Detecta uma glicoproteína transmembrana de 37 kDa em macrófagos e células tumorais. Ideal para perfil imunológico e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD68                                                                              |
| Observações/Apêndice | GP110; LAMP4; SCARD1                                                                                                      |
| Espécie              | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)      | 968                                                                                                                       |
| GeneID               | 968                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-319 do CD68 humano (NP_001242.2). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação            | CF (intra)                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                    |
| SWISS                | P34810                                                                                                                    |
| Peso Proteico        | 37kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Saco de Gelo                                                                                                              |