

Coelho Anti-Humano Cd68 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P34810

Número do item: CM0004631

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD68 humano (macrosialina), validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para o estudo da biologia de macrófagos e adesão de células tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD68 mAb
Observações/Apelido	GP110; LAMP4; SCARD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	968
ID do Gene	968
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-319 do CD68 humano (NP_001242.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P34810
Peso da Proteína	37 kDa
Envio	Saco de gelo