

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd68 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P34810

Número do item: CM0004154

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD68 humano (macrosialina), validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para identificar monócitos e macrófagos em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD68
Observações/Apelido	GP110; LAMP4; SCARD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	968
GeneID	968
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-319 do CD68 humano (NP_001242.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P34810
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo